

DG-8 DERMAL RAY



DG-8 è un laser a diodo ad alta tecnologia con 8 W di potenza progettato per l'ambulatorio di medicina estetica e dermatologia che intende offrire ai propri pazienti trattamenti non invasivi, mirati ed efficaci, con una predicibilità prognostica di grande rilevanza.

Le proprietà intrinseche della radiazione luminosa del diodo, l'azione antinfiammatoria e decontaminante, l'effetto biostimolante, la capacità analgesica ed emostatica si esplicano nel *DG-8* in 39 programmi preimpostati in

ambito dermatologico ed estetico corredati da specifici protocolli operativi validati clinicamente.

Dotato di tre manipoli specifici per la chirurgia, la terapia e i trattamenti estetici, *DG-8* si caratterizza come uno strumento innovativo, affidabile e maneggevole in grado di offrire prestazioni altamente performanti mettendo tutti i vantaggi clinici della laser terapia al servizio della cura dell'estetica del volto e del corpo del vostro paziente.

Trattamenti pre-impostati di DG-8

- | | | |
|--|--|-------------------------------|
| 1 Chirurgia generale | 14 Trattamento condilomi e verruche | 25 Cheilite angolare |
| 2 Escissione fibromi | 15 Fotoringiovanimento grado 1 (pelli giovani) | 26 Cheratosi attinica |
| 3 Emostasi | 16 Fotoringiovanimento grado 2 (pelli medie) | 27 Cheratosi seborroica |
| 4 Ipercromia epiteliale | 17 Fotoringiovanimento grado 3 (pelli mature) | 28 Esiti cicatriziali da acne |
| 5 Lesioni vascolari: emangiomi | 18 Fotoringiovanimento con sostanza attiva | 29 Nevi melanociti |
| 6 Trattamento herpes | 19 Estetica periorale (labbra): Laser e filler | 30 Necrobiosi lipidica |
| 7 Trattamento fistole | 20 Rughe e pieghe del volto: Laser e peeling | 31 Follicolite |
| 8 Terapia antalgica | 21 Epilazione | 32 Onicectomia |
| 9 Biostimolazione | 22 Lentigo senili | 33 Vitiligine |
| 10 Traumatologia generale | 23 Psoriasi | 34 Papule fibrose del naso |
| 11 Trattamento sindrome dolorosa miofasciale | 24 Xantelasma | 35 Fibroma peduncolato |
| 12 Trattamento ATM | | 36 Ascesso |
| 13 Trattamento teleangectasie | | 37 Biopsia per escissione |
| | | 38 Tunnel carpale |
| | | 39 Parestesie |

DATI DI TARGA	
Produttore	Swiss & Wegman Srl
Modello	DG-8 DERMAL RAY
Input alimentatore	100-240V AC
Frequenza di rete	50-60 Hz
Corrente massima assorbita dalla rete	1,5A AC
Output alimentatore	12V DC; 4,17A
Corrente massima assorbita dal sistema	2A
Potenza laser massima sul punto di lavoro	8W
Classe medica	II B
Classe di isolamento	I - parte applicata Tipo B
Classe laser	IV
Dimensioni	25x22x8,5cm (LxPxA)
Peso	4 kg ca.
Indicazione della potenza	0,1W-5,0W
Modalità di emissione laser	Selezionabile: Continua – 500Hz – 1000Hz
Duty Cycle	50%
Modalità di funzionamento	Continuo – temporizzato (minimo 1s, massimo 99s)
Stabilità della potenza di emissione	± 20%
Lunghezza d'onda	808±5 nm
Potenza sorgente laser	10W

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

- Fibra ottica da 300 µm
- Manipolo chirurgico
- Manipolo terapeutico con fibra ottica da 600 µm
- Manipolo per ampie aree
- Due paia di occhiali protettivi
- Spella-fibra
- Taglia-fibra
- Asta reggi-fibra
- Pedale di comando
- Contatto interlock
- Cavo di alimentazione
- Protocolli clinici
- Manuale utente

ACCESSORI OPZIONALI:

- Fibra ottica da 200 µm
- Fibra ottica da 600 µm
- 3° Paio di occhiali protettivi



SWISS & WEGMAN Srl - Corso Stati Uniti 1/10 35127 - PADOVA
 Tel. +39 049/8961111 - Fax +39 049/2106326
 e-mail: info@swiss-wegman.com
 www.swiss-wegman.com

CE
0476